

PCE Pharmacontrol PILOT

2 Softwaredesign

2.1 Funktionsbeschreibung

Der Pharma PILOT (1) steuert und verwaltet Einheiten (2), (4) (wie Drucker, Kameras und Scanner) zentral an einer Linie.

Die angeschlossenen Einheiten werden zum Produktionsstart mit statischen Daten (z.B. LOT und EXP) und im Produktionsablauf mit dynamischen Daten (Seriennummern) versorgt. Der Bediener ist in der Lage mit minimalem Aufwand alle Geräte an der Linie zu verwalten, die vorgenommenen Einstellungen werden in der zentralen Formatdatenbank gespeichert.

Eine eindeutige Nachverfolgbarkeit der Einzelverpackung vom Hersteller bis zum Patienten ist gewährleistet.

1	Pharmacontrol PILOT (zentrale Steuereinheit)
2	PCE-Kamera
3	Individuelle Seriennummer
4	Drucker
5	Einzelelement




Abbildung 2-1